

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Distribuidor nacional: **BELA Bioempresa, Lda.**

Tipo de produto	Penso compressivo
Fabricante	NEPHROKIT, (Gergonne Industrie)
Código	PAD3434-2
Descrição	Mozaik™ - penso compressivo para punção arteriovenosa
Descrição alargada	Mozaik™ - penso compressivo para o local da punção arteriovenosa que reduz o tempo de hemorragia pós-hemodiálise (2 unidades).
Caraterísticas técnicas	Penso com suporte adesivo microperfurado e estrutura de espuma, utilizado para reduzir o tempo de hemorragia pós-hemodiálise.
Desempenho técnico	A hemostase é assegurada por uma película adesiva microperfurada patenteada que actua sobre a coagulação do sangue para acelerar a formação do coágulo. Os ensaios clínicos demonstraram que reduz o tempo de hemorragia para 3 minutos em 80% dos casos. A película transparente também protege contra a exposição accidental ao sangue e permite monitorizar o processo de coagulação. A estrutura de espuma espessa em torno do Mozaik™ melhora a vedação e facilita a remoção da agulha, o que torna possível a utilização do Mozaik™ em auto-diálise ou diálise domiciliária. O Mozaik™ também é adequado para todos os tipos de fístulas arteriovenosas (FAV).
Materiais	Combinação de uma fita adesiva transparente microperfurada e de uma espuma periférica biocompatível. Não contém látex, CMR cat 1A ou 1B, substâncias desreguladoras do sistema endócrino, ftalatos.
Descrição componentes	Película adesiva transparente microperfurada e moldura de espuma espessa.
Medidas	3.5x3.5 cm
Esterilização	Óxido de etileno.
Indicações	Destina-se a ser utilizado como penso compressivo em locais de punção arteriovenosa.
Vantagens Produto	<ul style="list-style-type: none">- Película adesiva transparente microperfurada patenteada, uma moldura de espuma- Sem produtos químicos - Não são utilizadas substâncias hemostáticas- Reduz o tempo de hemorragia- Estrutura de espuma compacta - Evita fugas
Tecido standard.	ISO 13485:2016
Classe DM	Is.
Certificado CE n.º.	MDR 738113
ID do órgão notificado	BSI, NB 2797.
Dedicação	O produto funciona de forma autónoma.
Condições de transporte	Manter afastado da luz solar direta. Manter afastado da humidade.
Condições de armazenamento	Manter afastado da luz solar direta. Manter afastado da humidade.
Unidades / Caixa	300

Encomenda mínima	1 caixa
Tamanho Recipiente / Caixa de tamanho	130x261x384 mm
Código GTIN/EAN	Não disponível.
Código UDI-DI Básico	03701487699205941AV
Prazo de validade	3 anos
Vida útil	Utilização única (pode permanecer até 1 dia)

Fotografia / Imagem

