

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Distribuidor Nacional: **BELA Bioempresa, Lda.**



Tipo de Produto	NutriLock™
Fabricante	TauroPharm GmbH
Código	TP07-3ML
Descrição	Solução antimicrobiana para selagem de cateteres.
Descrição alargada	NutriLock™ contém a substância antimicrobiana taurolidina. É indicado para selar dispositivos de acesso vascular, tanto cateteres como reservatórios implantáveis. NutriLock™ deve ser instilado no lúmen do dispositivo entre tratamentos para tornar os lúmens resistentes e hostis ao crescimento bacteriano e fúngico.
Características técnicas	O produto é processado utilizando filtros estéreis e é enviado como uma solução clara, estéril e não pirogénica, embalada em ampolas individuais de 3 ml.
Desempenho técnico	Tratamento e prevenção da bactériemia associada a cateteres, bactericida e fungicida de largo espetro.
Ingredientes	A substância ativa do NutriLock™ é a (ciclo)-taurolidina. Também inclui água (para injectáveis).
Descrição componentes	n/a
Medidas	105 mm x 90 mm x 40 mm
Esterilização	Llenado aséptico.
Indicações	NutriLock™ é indicado para doentes que estejam a utilizar cateteres (silicone ou poliuretano) ou reservatórios implantáveis como acesso vascular. NutriLock™ só deve ser utilizado como solução de selagem de cateteres.
Vantagens Produto	Não contém antibióticos, não desenvolve resistência, evita a colonização do cateter e o desenvolvimento de biofilme, não tem efeitos secundários indesejáveis.
Standard Fabric.	EN ISO 13485:2016
Classe DM	III
Nº Certificado CE	G7 0519630022
ID Org. Notificado	0123 – TÜV SÜD Product Service, Alemania.
Dedicação	n/a
Condições de transporte	Entre 15 e 25 °C. Não congelar.
Condições de armazenamento	Entre 15 e 25 °C. Não congelar.
Uds. / Caixa	Estojo com 10 ampolas de 3 ml
Pedido mínimo	6 estojos
Tamanho do contentor / Tamanho da caixa	320 mm x195 mm x 90 mm
Código GTIN/EAN	14260188220758
Código UDI-DI Básico	426018822-07-TA
Expiração	2 anos
Vida Útil	Produto de utilização única

Foto / Imagen

